

# Ståplatta till gåbord

## Bruksanvisning

- Ståplattan är avsedd som hjälpmedel vid ståträning och tillfällig transport av brukare. Exempel: Då en brukare orkar resa sig upp och stå i gåbordet men har svårt att vrida sig runt eller då man är osäker på om patienten/brukaren orkar gå hela sträckan, men är säker på att de orkar stå den tid det tar att gå sträckan. OBS! Ståplattan får INTE användas utomhus eller i backar.
- Personal ska alltid finnas tillhands när ståplattan används. Brukaren får inte lämnas ensam stående på ståplattan. Lämplighet att använda och framföra gåbordet/ståplattan som gånghjälpmedel bör bedömas av sjukgymnast eller annan kvalificerad personal.
- Häng på ståplattan på stativet enligt bild och justera så att ståplattan ligger korrekt och stabilt på stativet.
- När patienten har stigit på plattan, utför en extra kontroll att ståplattan ligger stabilt på stativet samt att brukaren står centrerad på ståplattan.
- Iaktta försiktighet vid passage av trösklar etc.
- Vid behov torka av ståplattan med fuktig trasa.



Artikelnr 300016200  
Brukarvikt 220 kg  
Passar gåbord Adam plus



Artikelnr 12071578  
Brukarvikt 100 kg  
Passar gåbord Adam  
(tillverkat efter 1996)



Artikelnr 12071678  
Brukarvikt 150 kg  
Passar gåbord Adam bred