



Padronização de Soluções de PCA

SOLUÇÃO 1: MORFINA EV

USO PRINCIPAL: PACIENTES COM DOR INTENSA E/OU DE DIFÍCIL CONTROLE NO PÓS-OPERATÓRIO SEM ANALGESIA REGIONAL

MORFINA 0,1% (1 MG/ML)
VOLUME TOTAL: 100ML
SORO FISIOLÓGICO ----- 90 ML
MORFINA 1% (10MG/ML) ----- 10 ML

PROGRAMAÇÃO INICIAL PADRÃO:
PERFUSÃO CONTÍNUA: ZERO
DOSE PRESCRITA: 02 ML
SEGURANÇA DA DOSE: 05 MIN
LIMITE DE DOSES EM 1H: 03 BOLUS

SOLUÇÃO 2: FENTANIL EV

USO PRINCIPAL: PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL, ASMÁTICOS GRAVES OU COM OUTRAS CONTRAINDICAÇÕES À MORFINA QUE TENHAM DOR INTENSA E/OU DE DIFÍCIL CONTROLE NO PÓS-OPERATÓRIO SEM ANALGESIA REGIONAL

FENTANIL 0,001% (10 MCG/ML)
VOLUME TOTAL: 100ML
SORO FISIOLÓGICO ----- 80 ML
FENTANIL 50MCG/ML----- 20 ML

PROGRAMAÇÃO INICIAL PADRÃO:
PERFUSÃO CONTÍNUA: ZERO
DOSE PRESCRITA: 02 ML
SEGURANÇA DA DOSE: 05 MIN
LIMITE DE DOSES EM 1H: 03 BOLUS

SOLUÇÃO 3: ROPIVACAÍNA + FENTANIL EPIDURAL

USO PRINCIPAL: PACIENTES COM CATETER DE PERIDURAL OU PERINEURAL INSTALADO EM CIRURGIAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE

ROPIVACAÍNA 0,1% (1 MG/ML)
+ FENTANIL 4 MCG/ML
VOLUME TOTAL: 300ML
SORO FISIOLÓGICO -----235 ML
ROPIVACAÍNA 0,75% (7,5 MG/ML) --- 40 ML
FENTANIL 50MCG/ML ----- 25 ML

PROGRAMAÇÃO INICIAL PADRÃO:
PERFUSÃO CONTÍNUA : 4 ML/H
DOSE PRESCRITA : 3 ML
SEGURANÇA DA DOSE: 15 MIN
LIMITE DE DOSES EM 1H: 03 BOLUS

SOLUÇÃO 4: ROPIVACAÍNA EPIDURAL

USO PRINCIPAL: PACIENTES COM CATETER DE PERIDURAL OU PERINEURAL INSTALADO EM CIRURGIAS DE MÉDIO E GRANDE PORTE, SOMENTE NOS CASOS DE CONTRAINDICAÇÃO AO USO DO FENTANIL

ROPIVACAÍNA 0,1% (1 MG/ML)
VOLUME TOTAL: 300ML
SORO FISIOLÓGICO ----- 260 ML
ROPIVACAÍNA 0,75% (7,5 MG/ML) --- 40 ML

PROGRAMAÇÃO INICIAL PADRÃO:
PERFUSÃO CONTÍNUA : 4 ML/H
DOSE PRESCRITA : 3 ML
SEGURANÇA DA DOSE: 15 MIN
LIMITE DE DOSES EM 1H: 03 BOLUS



Guia de Instruções CADD-Legacy™ Bomba PCA Modelo 6300

INSTALE PILHAS AA NOVAS

PROGRAMAÇÃO

SEGURANÇA

NÍVEL DE SEGURANÇA: LLO
CÓDIGO 63

SEGUINTE

1. VOLUME DO RESERVATÓRIO (ML)

CONFIRMAR
APAGAR

SEGUINTE

2. UNIDADE (ML, MG, MCG)

CONFIRMAR
APAGAR

SEGUINTE

3. PERFUSÃO CONTINUA =
DOSE CONTINUA (ML/H)

CONFIRMAR
APAGAR

SEGUINTE

4. DOSE PRESCRITA =
DOSE DE BOLUS (ML)

CONFIRMAR
APAGAR

SEGUINTE

5. SEGURANÇA DA DOSE =
INTERVALO DE BLOQUEIO (MIN.)

CONFIRMAR
APAGAR

SEGUINTE

6. DOSES POR HORA =
LIMITE DA DOSE

HISTÓRICO

7. DOSES ADMINISTRADAS =
Nº DE BÓLUS ADMINISTRADOS

PARA APAGAR O HISTÓRICO:

CONFIRMAR
APAGAR

SEGUINTE

8. TENTATIVAS/DOSE =
Nº DE VEZES EM QUE O CONTROLE
FOI ACIONADO

PARA APAGAR O HISTÓRICO:

CONFIRMAR
APAGAR

SEGUINTE

9. ADMINISTRADAS =
VOLUME TOTAL DE MEDICAÇÃO
ADMINISTRADO

PARA APAGAR O HISTÓRICO:

CONFIRMAR
APAGAR

SEGUINTE

10. PERFUSÃO CONTINUA =
DETECTOR DE AR (CONSULTA)

SEGUINTE

11. SENSOR DE ENTRADA
(CONSULTA)

PURGAR

PREENCHIMENTO DO EQUIPO
PRESSIONAR POR 3 SEGUNDOS
ALIVIAR A TECLA
MANTER PRESSIONADO ATÉ
COMPLETAR O PREENCHIMENTO

SEGURANÇA

NÍVEL DE SEGURANÇA: LLO
CÓDIGO 63

PACIENTE