



Ehrlichia e LeishmaniaAb

Vedi scheda Ehrlichia e Leishmania

Informazioni

Test immunocromatografico per la ricerca degli anticorpi di *Ehrlichia canis* e *Leishmania infantum*


- Linea controllo e linea test: colore rosso
- Sensibilità: Ehrlichia 94% Leishmania 96%
- Specificità: Ehrlichia 95% Leishmania 98%
- Campione: siero, plasma o sangue intero di cane
- Prodotto in Germania

Il kit contiene


- Card
- Pipette
- Diluente

Procedura d'esecuzione

Siero, plasma



Sangue intero



Interpretazione

Una linea in corrispondenza della C = negativo

Una linea in corrispondenza della C ed una della T = positivo

Nessuna linea o una linea solo sulla T = non valido

Confezioni:

da 5 test codice 111443-05,

da 10 test codice 111443-10,

da 20 test codice 111443-20

