


# Technische Information

06.15

Produkt	<b>Presto Glanzreiniger</b>
Produkttyp	Neutral eingestellter Alkoholreiniger zur Bodenpflege in Haushalt und Gewerbe.
Beschaffenheit	Gelbe Flüssigkeit.
pH-Wert	7.0
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Kraftvoller Unterhaltsreiniger mit Alkohol zur streifenfreien Pflege hochglänzender Kunststoff-, Keramik- und Steinbeläge.</li> <li>◆ Reinigungsaktiv, angenehm duftend und schaumarm.</li> <li>◆ Geeignet zur Wischpflege sowie im Automateinsatz.</li> <li>◆ Säubert intensiv durch eine Kombination von Tensiden und hochwertigen Alkoholen.</li> <li>◆ Besonders empfohlen für Laminatböden und Problemflächen wie Noppenböden, hochglänzender Klinker und Marmor.</li> </ul>
Anwendung	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Je nach Grad der Verschmutzung 75 – 100ml Presto auf einen Eimer Wasser geben (1% - 1.3%).</li> <li>◆ Im Automateinsatz: 50 – 100ml pro 10l Wasser (0.5% - 1%).</li> <li>◆ Nicht mit heissem Wasser arbeiten!</li> </ul>
Spezieller Hinweis	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Auf beschichteten Böden kann das Produkt in unverdünnter Form helle Flecken verursachen!</li> <li>◆ Alkohol ist flüchtig - Kanister stets gut verschlossen aufbewahren.</li> </ul>
Inhaltsstoffe (gem. 648/2004/EG)	Unter 5% nichtionische Tenside. Weitere Inhaltsstoffe: Alkohol und Hilfsstoffe.
Ökologie	<p>Abbaubarkeit der eingesetzten Tenside: 100% gem. EU 648/2004/EG, 98% nach OECD-Test 302B. Das Produkt ist phosphatfrei.</p>
Gefahrenhinweis und Sicherheitshinweise	<p>Verursacht schwere Augenreizung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Nebel/Dampf nicht einatmen. Schutzhandschuhe/Augenschutz tragen. Nach Gebrauch gründlich waschen. <b>BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:</b> einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.</p>
 <b>Achtung</b>	
Gebinde	Flasche 1l, Kanister 3l / 5l / 10l



Konzentrat

